



层流洗涤™ AUTO1000 系统

Laminar Wash™ AUTO1000 System



更温和

告别离心产生的机械压力，轻柔的层流洗涤™能有效维持细胞活性。

更高效

自动化流程，19步手动操作，自动化1步完成。


更准确

细胞保留率更高，适用于TILS和数量较少的细胞群。

流式前处理 自动化解决方案


减少细胞损失，数据质量更高

Laminar Wash System improved cell retention



由于临床样品的细胞数量通常很少，因此减少细胞损失是成功进行实验的关键。


Laminar Wash System improved consistency of results for rare cells




两名操作者使用层流洗涤技术获得的数据变异性比较。

注：离心洗涤法得到的Vδ1-Vδ2-细胞数据CV普遍高于20%

离心洗涤方法



层流洗涤方法





解放双手

节约时间

自动化1步解决
19个手动操作步骤

配置参数

名称	层流洗涤™ AUTO1000 系统	电压	100-240V
英文名称	Laminar Wash™ AUTO1000 System	功率	42V/5.0A
型号	AUTO1000	尺寸	88.9(H) × 70.9(W) × 135.9(D) cm
货号	Auto-1000-96-01	重量	120kg



层流洗涤孔板



MINI系统



HT2000 系统



层流洗涤™原理



扫码关注